



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

Merkez Adres: YENİBOSNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL İstanbul / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0532-T

Akreditasyon Tarihi : 15.05.2012

Revizyon Tarihi / No : 06.10.2026 / 17

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **05.09.2028** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.S/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No : 17 Tarih: 06.10.2026 Deney Laboratuvarı Adresi : YENİBOSNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/
--	--

Gıda ve Yem Ürünleri		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Gıda	Benzoik Asit ve Sorbik Asit Tayini HPLC-UV/DAD Metodu	NMKL 124
Gıda (Yapısında doğal olarak SO ₂ bulunan gıdalar hariç)	Kükürtdioksit (SO ₂) Tayini Titrimetrik Metot	AOAC 962.16
Kakao ve Kakao ürünleri	Şeker Kompozisyonu (Glikoz, Fruktoz, Sakkaroz, Maltoz, Laktoz) Tayini HPLC-RID Metodu	AOAC 980.13
Bal	Şeker Kompozisyonu (Glikoz, Fruktoz, Sakkaroz, Maltoz, Laktoz) Tayini HPLC-RID Metodu	IHC 2009, Bölüm 7.2
Tahıl ve Tahıl Ürünleri	Şeker Kompozisyonu (Glikoz, Fruktoz, Sakkaroz, Maltoz, Laktoz) Tayini HPLC-RID Metodu	IHC 2009, Bölüm 7.2
Meyve ve Meyve Ürünleri	Şeker Kompozisyonu (Glikoz, Fruktoz, Sakkaroz, Maltoz, Laktoz) Tayini HPLC-RID Metodu	IHC 2009, Bölüm 7.2
Gıda	Asesülfam-K, Aspartam ve Sakkarin Tayini HPLC-DAD Metodu	JAOAC Vol.76 No:2
Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri (Şarapta Kurşun Hariç)	Arsenik (As), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Civa (Hg), Kalay (Sn), Sodyum (Na), Bakır (Cu), Çinko (Zn) , Demir (Fe), Alüminyum (Al),Tayini, ICP-MS Metodu	NMKL 186
Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri	Antimon(Sb), Baryum(Ba), Krom(Cr), Magnezyum(Mg), Manganez(Mn), Nikel(Ni), Selenyum(Se), Titanyum(Ti) Tayini ICP MS Metodu	NMKL 186
Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri	Kalsiyum(Ca), Demir(Fe), Bakır(Cu), Magnezyum(Mg), Sodyum(Na), Potasyum(K), Fosfor(P), Kalay(Sn), Çinko(Zn), Titanyum(Ti), Alüminyum(Al) Tayini ICP OES Metodu	FDA EAM 4.4
Katı ve Sıvı Yağlar, Kakao Çekirdekleri ve Bunların Ürünleri,Tütsülenmiş Et ve Tütsülenmiş Et Ürünleri,Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları,Baharat	Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) [Toplam PAH, Benzo(a)piren, Benzo(a)anthrasen, Benzo(b)floranthen Krisen] Tayini GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot "GD.2.396 Rev 10 (State Inst. for Quality of Agricultural Products (RIKILT) Project Number : 71.513.01'den modifiye edilmiştir)
Gıda	Boya / Gıda Boyası Miktar Tayini [E102-Tatrazin, E104-Kinolin Sarısı, E110 -Sunset Yellow FCF, E120-Koşineal, Karminik Asit,Karminler, E122-Azorubin,Karmosin, E124-Ponso (ponceau) 4R,Koşineal Red A, E129-Allura Red AC, E131-Patent Blue V, E132-Indigotin (Indigo Karmin), E133-Brilliant Blue FCF E142-Green S, E151-Brilliant Black BN, Black PN, E123-Amarant] HPLC-DAD Metodu	NMKL 130



 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026 Deney Laboratuvarı Adresi : YENİBOĞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/	
---	--	--

Gıda	Suda Çözünen Boya Aranması Kalitatif Metot	GMAM, Regnell, 1976
Peynir	Natamisin Tayini HPLC-UV Metodu	ISO 9233-2 (IDF 140-2)
Süt Ürünleri	Jelatin Aranması Kalitatif Metot	AOAC 920.106
Alkolsüz İçecekler	Kinin Sülfat Tayini HPLC-DAD Metodu	Journal Of Liquid Chromatography & Related Technologies Vol. 27, No. 15, pp. 2397-2406, 2004
Enerji İçecekleri	Kinin Sülfat Tayini HPLC DAD Metodu	Journal Of Liquid Chromatography & Related Technologies Vol. 27, no. 15, pp. 2397-2406, 2004
Gazlı Alkolsüz İçecekler	Karbondoksit (CO ₂)Tayini Titrimetrik Metot	TS 2259
Bira	Karbondoksit (CO ₂)Tayini Titrimetrik Metot	TS 2259
Alkolsüz İçecekler , Çay, Kahve, Enerji İçecekleri	Kafein Tayini HPLC DAD Metodu	Journal of AOAC International Vol.76 No:2, 1993
Et ve Et Ürünleri	Hidroksiprolin Tayini Spektrofotometrik Metot	BS 4401:Part 11, ISO 3496
Tahıllar ve Tahıl Ürünleri	Çoklu Mikotoksin [Aflatoksin B ₁ ,B ₂ ,G ₁ ,G ₂ , Toplam Aflatoksin (B ₁ +B ₂ +G ₁ +G ₂), Okratoksin A (OTA) , Zeralenon (ZON), Deoksinivalenol (DON), Fumonisin FB ₁ ve FB ₂ ; Toplam Fumonisin (FB ₁ +FB ₂)] Tayini LC-MS/MS Metodu	İşletme İç Metot "GD.2.626 Rev 01 (Jasem Manual Modifiye Edilmiştir)
Yağlı tohumlar ve Ürünleri	Çoklu Mikotoksin [Aflatoksin B ₁ ,B ₂ ,G ₁ ,G ₂ , Toplam Aflatoksin (B ₁ +B ₂ +G ₁ +G ₂), Tayini LC-MS/MS Metodu	İşletme İç Metot "GD.2.625 Rev 01 (Jasem Manual Modifiye Edilmiştir)
Sert kabuklu meyveler ve Ürünleri	Çoklu Mikotoksin [Aflatoksin B ₁ ,B ₂ ,G ₁ ,G ₂ , Toplam Aflatoksin (B ₁ +B ₂ +G ₁ +G ₂), Okratoksin A (OTA), Tayini LC-MS/MS Metodu	İşletme İç Metot "GD.2.627 Rev 02 (Jasem Manual Modifiye Edilmiştir)
Kurutulmuş meyveler ve Ürünleri	Çoklu Mikotoksin [Aflatoksin B ₁ ,B ₂ ,G ₁ ,G ₂ , Toplam Aflatoksin (B ₁ +B ₂ +G ₁ +G ₂), Okratoksin A (OTA) , Tayini LC-MS/MS Metodu	İşletme İç Metot "GD.2.624 Rev 01 (Jasem Manual Modifiye Edilmiştir)
Kurutulmuş Meyveler ve Ürünleri	Aflatoksin B ₁ ve Toplam Aflatoksin (B ₁ +B ₂ +G ₁ +G ₂) Tayini HPLC-FLD Metodu	AOAC 991.31
Sert Kabuklu Meyveler ve Ürünleri, Yağlı Tohumlar ve Ürünleri	Aflatoksin B ₁ ve Toplam Aflatoksin (B ₁ +B ₂ +G ₁ +G ₂) Tayini HPLC-FLD Metodu	AOAC 991.31
Bebek Mamaları	Aflatoksin B ₁ ve Toplam Aflatoksin (B ₁ +B ₂ +G ₁ +G ₂) Tayini HPLC-FLD Metodu	AOAC 991.31



 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı	
	Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİBOĞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/	

Tahıl ve Tahıldan Elde Edilen Ürünler	Aflatoksin B ₁ ve Toplam Aflatoksin (B ₁ +B ₂ +G ₁ +G ₂) Tayini HPLC-FLD Metodu	AOAC 991.31
Kırmızı Toz ve Pul Biber	Aflatoksin B ₁ ve Toplam Aflatoksin (B ₁ +B ₂ +G ₁ +G ₂) Tayini HPLC-FLD Metodu	AOAC 999.07
Kurutulmuş Meyveler ve Ürünleri	Okratoksin A Tayini HPLC-FLD Metodu	R-Biopharm Application Notes P14/P14B. A21-P14
Kurutulmuş-Kavrulmuş Öğütülmüş Kahve Çekirdeği ve Çiğ Kahve	Okratoksin A Tayini HPLC-FLD Metodu	R-Biopharm Application Notes P14/P14B. A1-P14
Şarap, Meyve Şarabı	Okratoksin A Tayini HPLC-FLD Metodu	R-Biopharm Application Notes P14/P14B. A10-P14
Tahıllar ve Tahıl Ürünleri	Okratoksin A Tayini HPLC-FLD Metodu	R-Biopharm Application Notes P14/P14B. A21-P14
Tahıl Bazlı Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları	Okratoksin A Tayini HPLC-FLD Metodu	R-Biopharm Application Notes P14/P14B. A21-P14
Tahıl Bazlı Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları	Fumonisin (FB ₁ + FB ₂) Tayini HPLC- FLD Metodu	BS EN 14352
Tahıllar ve Tahıl Ürünleri	Zearalenon (ZON) Tayini HPLC-FLD Metodu	TS EN 15850
Tahıl Bazlı Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları	Zearalenon (ZON) Tayini HPLC-FLD Metodu	TS EN 15850
Tahıl Bazlı Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları	Deoksinivalenol (DON) Tayini HPLC-DAD Metodu	TS EN 15891
Tahıllar ve Tahıl Ürünleri	Deoksinivalenol (DON) Tayini HPLC-DAD Metodu	TS EN 15891
Distile Alkollü İçkiler	Patulin Tayini HPLC DAD Metodu	R-Biopharm App Notes P250B/V2/2012
Elma suyu	Patulin Tayini HPLC-DAD Metodu	R-Biopharm App. Notes P250B/V2/24.10.12
Meyve Nektarları	Patulin Tayini HPLC-DAD Metodu	R-Biopharm App. Notes P250B/V2/24.10.12
Meyve Püresi	Patulin Tayini HPLC-DAD Metodu	R-Biopharm App. Notes P250B/V2/24.10.12
Süt ve Süt Tozu ve Bebek Devam Sütleri	Aflatoksin M ₁ Tayini HPLC-FLD Metodu	TS EN ISO 14501 AOAC 2000.08



 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : YENİBOĞA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/

Kurutulmuş Otlar	Pyrrolizidine Alkaloidlerin (Echimidine, Echimidine N-oxide, Erucifoline, Erucifoline N-oxide, Europine, Europine N-oxide, Heliotrine, Heliotrine N-oxide, Indicine, N-oxide, Intermedine, Intermedine N-oxide, Jacobine, Jacobine N-oxide, Lasiocarpine, Lasiocarpine N-oxide, Lycopsamine, Lycopsamine N-oxide, Monocrotaline, Monocrotaline N-oxide, Retrorsine, Retrorsine N-oxide, Senecionine, Senecionine N-oxide, Seneciphylline, Seneciphylline N-oxide, Senecivernine, Senecivernine N-oxide, Senkirkine, Trichodesmine) ve Tropan Alkaloidlerin (Atropine, Scolopamine) Tayini LC-MS-MS Metodu	Agilent Application Note, 5991-7301EN
Baharatlar	Pyrrolizidine Alkaloidlerin (Echimidine, Echimidine N-oxide, Erucifoline, Erucifoline N-oxide, Europine, Europine N-oxide, Heliotrine, Heliotrine N-oxide, Indicine, N-oxide, Intermedine, Intermedine N-oxide, Jacobine, Jacobine N-oxide, Lasiocarpine, Lasiocarpine N-oxide, Lycopsamine, Lycopsamine N-oxide, Monocrotaline, Monocrotaline N-oxide, Retrorsine, Retrorsine N-oxide, Senecionine, Senecionine N-oxide, Seneciphylline, Seneciphylline N-oxide, Senecivernine, Senecivernine N-oxide, Senkirkine, Trichodesmine) ve Tropan Alkaloidlerin (Atropine, Scolopamine) Tayini LC-MS-MS Metodu	Agilent Application Note, 5991-7301EN
Bal	Pyrrolizidine Alkaloidlerin (Echimidine, Echimidine N-oxide, Erucifoline, Erucifoline N-oxide, Europine, Europine N-oxide, Heliotrine, Heliotrine N-oxide, Indicine, N-oxide, Intermedine, Intermedine N-oxide, Jacobine, Jacobine N-oxide, Lasiocarpine, Lasiocarpine N-oxide, Lycopsamine, Lycopsamine N-oxide, Monocrotaline, Monocrotaline N-oxide, Retrorsine, Retrorsine N-oxide, Senecionine, Senecionine N-oxide, Seneciphylline, Seneciphylline N-oxide, Senecivernine, Senecivernine N-oxide, Senkirkine, Trichodesmine) ve Tropan Alkaloidlerin (Atropine, Scolopamine) Tayini LC-MS-MS Metodu	Agilent Application Note, 5991-7301EN
Tahıllar	Pyrrolizidine Alkaloidlerin (Echimidine, Echimidine N-oxide, Erucifoline, Erucifoline N-oxide, Europine, Europine N-oxide, Heliotrine, Heliotrine N-oxide, Indicine, N-oxide, Intermedine, Intermedine N-oxide, Jacobine, Jacobine N-oxide, Lasiocarpine, Lasiocarpine N-oxide, Lycopsamine, Lycopsamine N-oxide, Monocrotaline, Monocrotaline N-oxide, Retrorsine, Retrorsine N-oxide, Senecionine, Senecionine N-oxide, Seneciphylline, Seneciphylline N-oxide, Senecivernine, Senecivernine N-oxide, Senkirkine, Trichodesmine) ve Tropan Alkaloidlerin (Atropine, Scolopamine) Tayini LC-MS-MS Metodu	Agilent Application Note, 5991-7301EN
Yem ve Yem Hammaddeleri	Ham Kül Tayini Gravimetrik Metot	29955 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete (Yemlerin Resmi Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik)
Hayvan Yemleri	Rutubet Tayini Gravimetrik Metot	29955 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete (Yemlerin Resmi Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik)
Yemler	Ham Selüloz Tayini Gravimetrik Metot	Gerhart Application Notes D.7.b-D.7.1
Yem ve Yem Ham Maddeleri	Ham Yağ Tayini Gravimetrik Metot	AOCS Am 5-04 Ankom Application Metodu
Yem	Ham Protein Tayini Dumas Metot	AOAC 990.03 Velp Dumas Application Note
Yem ve Yem Hammaddeleri	Aflatoksin B ₁ Tayini HPLC-FLD Metodu	AOAC 2003.02
Kedi-Köpek Yemleri	Deoksinivalenol (DON) Tayini HPLC-DAD Metodu	BS EN 15791



 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026 Deney Laboratuvarı Adresi : YENİBOĞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/	
--	--	--

Kedi-Köpek Yemleri	Zearalenon (ZON) Tayini HPLC-FLD Metodu	BS EN 15792
Meyve, Sebze ve Ürünleri	Vitamin A Tayini (Beta-Karoten) HPLC-DAD Metodu	İşletme İç Metot "GD.2.506 Rev 04" (Olives Barba, A.I., et al. (2006). Application of a UV-vis detection-HPLC method for rapid detection of lycopene and beta-carotene in vegetables. Food Chemistry 95, 328- 336.'den modifiye edilmiştir.)
Gıda	Vitamin C (L-askorbik Asit) tayini HPLC-DAD Metodu	İşletme İç Metot "GD.2.505 Rev 03" (Rückemann, H. (1980). Methods for the determination of l-ascorbic acid by means of high performance liquid chromatography (HPLC). Z. Lebensm. Unters. Forsch. 171, 357-359.'den modifiye edilmiştir.
Tahıl ve Tahıl Ürünleri	Vitamin B ₁₂ (Siyanokobalamin)Tayini HPLC DAD Metodu	İşletme İç Metot "GD.2.521 Rev 04" (Easi-Extract Vitamin B12 P80/P80B R-Biopharm Uygulama Notu' ndan modifiye edilmiştir.)
Tahıl ve Tahıl Ürünleri	Vitamin B ₉ (Folik Asit) Tayini HPLC DAD Metodu	İşletme İç Metot "GD.2.522 Rev 03" Easi- Extract Folik Asit P81/P81B R-Biopharm Uygulama Notu' ndan modifiye edilmiştir.)
Tahıl ve Tahıl Ürünleri	Vitamin B ₇ (Biotin) Tayini HPLC DAD Metodu	İşletme İç Metot "GD.2.523 Rev 04" Easi- Extract Biotin P82/P82B R-Biopharm Uygulama Notu' ndan modifiye edilmiştir.)
Tüm Gıdalar ve Gıda Takviyeleri (Bebek Maması Hariç)	Sukraloz Tayini HPLC-RID Metodu	TS EN 16155
Gıda	PHB (Etil-Metil ve Propil P-Hidroksibenzoat) Tayini HPLC-DAD Metodu	NMKL 124
Gofret, Kağıt Helva, Dondurma Külahı	Boraks (Borik Asit) Tespiti Kalitatif Metot	AOAC 970.33
Gıda	Enerji Değeri Hesaplaması	Energy Value of Foods by Annabel L. Merrill and Bernice K. Watt Food Energy-Methods of Analysis and Conversion Factors- Food and Agriculture Organization Of The United Nations Rome, 2003
Kakao ve Kakao ürünleri	Yağ Tayini Gravimetrik Metot	TS 3076-1
Et ve Et Ürünleri	Yağ Tayini Gravimetrik Metot	TS 1744
Tahıl ve Tahıl Ürünleri	Yağ Tayini Gravimetrik Metot	TS EN ISO 11085



 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı	
	Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/

Yağlı Tohumlar	Toplam Yağ Tayini Gravimetrik Metot	TS EN ISO 659
Gıda	Toplam Yağ Tayini Gravimetrik Metot	AOCS Am 5-04 Ankom Application Metodu
Gıda	Karbonhidrat (Kullanılabilir) Değeri Hesaplaması	Energy Value of Foods by Annabel L. Merrill and Bernice K. Watt
Gıda	Toplam Diyet Lifi Tayini Gravimetrik Metot	AOAC 985.29
Tahıl ve Tahıl Ürünleri	Nişasta Tayini Polarimetrik Metot	TS EN ISO 10520
Et ve Et Ürünleri	Nişasta Tayini Titrimetrik Metot	TS 6812
Kaşar Peyniri	Nişasta Tayini Kalitatif Metot	TS 3272
Yoğurt	Nişasta Tayini Kalitatif Metot	TS 1330
Lor Peyniri	Nişasta Tayini Kalitatif Metot	TS 13358
Tulum Peyniri	Nişasta Tayini Kalitatif Metot	TS 3001
Dil Peyniri	Nişasta Tayini Kalitatif Metot	TS 3002
Hellim Peyniri	Nişasta Tayini Kalitatif Metot	TS 12513
Otlı Peyniri	Nişasta Tayini Kalitatif Metot	TS 13205
Eritme Peyniri	Nişasta Tayini Kalitatif Metot	TS 2176
Beyaz Peynir	Nişasta Tayini Kalitatif Metot	TS 591



 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı	
	Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİBOĞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/

Gıda	Toplam Şeker Luff Schoorl Metodu	TGK 2002.26
Şeker Ürünleri	İnvert Şeker Tayini Titrimetrik Metot	TGK 2002/26
Dut Pekmezi, Salça	İnvert Şeker Titrimetrik Metot	TS 1466
Gıda	Protein Tayini Dumas Metodu	TS EN ISO 16634-1 VELP Dumas Aplikasyon Notları
Süt ve Süt Ürünleri	Protein Tayini Dumas Metodu	TS EN ISO 14891
Et ve Et ürünleri	Protein Tayini Dumas Metodu	AOAC 992.15
Ekmek	Tuz Tayini Titrimetrik Metot	TS 5000
Zeytin	Tuz Tayini Titrimetrik Yöntem	TS 774
Domates Salça ve Püresi	Tuz Tayini Titrimetrik Metot	TS 1466
Tereyağı	Tuz Tayini Titrimetrik Metot	TS ISO 1738
Çaylar	Kül Tayini Gravimetrik Metot	TS 1564
Et ve Et Ürünleri	Kül Tayini Gravimetrik Metot	TS 1746 ISO 936
Kakao ve Kakao Ürünleri	Kül Tayini Gravimetrik Metot	TS 3076-1
Tahıllar, Baklagiller ve yan ürünler (Nişasta ve nişasta türevleri, hayvansal yem ürünleri ve tohumlar hariç)	Kül Tayini Gravimetrik Metot	TS EN ISO 2171
Kahve - Öğütülmüş	Kül Tayini Gravimetrik Metot	TS 13423
Pekmez	Kül Tayini Gravimetrik Metot	TS 3792
Bal	Kül Tayini Gravimetrik Metot	TS 3036 TS 2131 ISO 928
Tüm Gıdalar	Kül Tayini Gravimetrik Metot	NMKL 173



 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı	
	Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/	

Peynir ve işlenmiş peynir	Rutubet Tayini Gravimetrik Metot	TS EN ISO 5534
Çay	Rutubet Tayini Gravimetrik Metot	TS 1562 TS 1561
Çikolata	Rutubet Tayini Gravimetrik Metot	TS 7800
Ekmek	Rutubet Tayini Gravimetrik Metot	TS 5000
Et ve Et Ürünleri	Rutubet Tayini Gravimetrik Metot	ISO 1442
Kahve, Kavrulmuş,Öğütülmüş	Rutubet Tayini Gravimetrik Metot	TS ISO 11294
Tahıl ve Tahıl Ürünleri (Mısır ve bakliyat hariç)	Rutubet Tayini Gravimetrik Metot	TS EN ISO 712-1
Tereyağı	Rutubet Tayini Gravimetrik Metot	TS 1331 TS EN ISO 5534
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar	Rutubet Tayini Gravimetrik Metot	TS EN ISO 662
Çiğ Çekirdek Kahve	Rutubet Tayini Gravimetrik Metot	TS 2314
Çekirdekli, Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kuru Kayısı	Rutubet Tayini Gravimetrik Metot	TS 485
Kakao ve Kakao Ürünleri	Rutubet Tayini Gravimetrik Metot	TS ISO 11294
Baharat	Rutubet Tayini Gravimetrik Metot	TS ISO 939
Meyve ve Sebze Ürünleri	Rutubet Tayini Gravimetrik Metot	TS 1129 ISO 1026
Süt ve Süt Ürünleri	Rutubet Tayini Gravimetrik Metot	TS 1018
Yağlı Tohumlar	Rutubet Tayini Gravimetrik Metot	TS EN ISO 665
Domates Salçası	Briks (Suda Çözünen Katı Madde) Tayini Refraktometrik Metot	TS 1466
Meyve ve Sebze Suları	Briks (Suda Çözünen Katı Madde) Tayini Refraktometrik Metot	TS EN 12143
Meyve ve Sebze Mamulleri	Briks (Suda Çözünen Katı Madde) Tayini Refraktometrik Metot	TS ISO 2173



 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026 Deney Laboratuvarı Adresi : YENİBOĞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/	
---	--	--

Beyaz Peynir	pH Tayini Volumetrik Metot	TS 591
Et ve Et Ürünleri	pH Tayini Volumetrik Metot	TS 3136 ISO 2917
Meyve ve Sebze Ürünleri	pH Tayini Volumetrik Metot	TS 1728 ISO 1842
Süt İçeren Tahıl Bazlı ve Şekerli Ürünler	Süt Yağı Miktarı Tayini GC-FID Metodu	TS EN ISO 12966-1 TS EN ISO 12966-2 EC 900/2008 COI/T20/Doc.no.33- 2015
Çikolata	Toplam Yağ Tayini Gravimetrik Metot	TS 7800
Çikolata	Toplam Kakao Kuru Maddesi Tayini Hesaplama Metodu	TS 7800
Çikolata	Yağsız Süt Kuru Maddesi Tayini Gravimetrik Metot	TS 7800
Çikolata	Yağsız Kakao Kuru Maddesi Tayini Hesaplama Metodu	TS 7800
Çikolata	Süt Yağı Tayini Titrimetrik Metot	AOAC 925.41 AOAC 945.34 AOAC 920.80
Konserve Gıdalar	Alkolde Çözünmeyen Madde Tayini Gravimetrik Metot	TS 382
Damıtık ve fermente içecekler	Etanol Tayini GC-FID Metodu	AOAC 984.14
Alkolsüz İçecekler, Meyve Suyu, Meyve Nektarı, Sirke	Etil Alkol Tayini GC-FID Metot	AOAC 984.14
Damıtık ve Fermente İçecekler	Metanol Tayini GC-FID Metot	AOAC 968.09
İçecek ve İçecek Ürünleri / Şarap	Asitlik Tayini Titrimetrik Metot	AOAC 962.12
Yağlı Tohum ve ürünleri	Asitlik Tayini Titrimetrik Metot	TS ISO 729
Meyve ve Sebze	Asitlik Tayini Titrimetrik Metot	TS 1125 ISO 750



 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı	
	Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİBOĞA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/	

Yoğurt	Asitlik Tayini Titrimetrik Metot	TS 1330
Süt	Asitlik Tayini Titrimetrik Metot	TS 1018
Sirke	Asitlik Tayini Titrimetrik Metot	TS EN 13188
Ekmek	Asitlik Tayini Titrimetrik Metot	TS 5000
Bal	Asitlik Tayini Titrimetrik Metot	TS 3036 TS 13360
Çaylar	Su Ekstraktı Tayini Gravimetrik Metot	TS ISO 9768
Kahve	Asitte Çözünmeyen Kül Tayini Gravimetrik Metot	TS 13423
Bitkisel çay ve siyah çay	Asitte Çözünmeyen Kül Tayini Gravimetrik Metot	TS 1566 ISO 1577
Meyve ve Sebze Ürünleri	%10 HCl'de Çözünmeyen Kül Gravimetrik Metot	TS ISO 763
Yağlı Tohumlar	%10 HCl'de Çözünmeyen Kül Gravimetrik Metot	TS ISO 735
Bisküvi, Tahıl ve Tahıl Ürünleri	%10 HCl de Çözünmeyen Kül (Asitte Çözünmeyen Kül) Tayini Gravimetrik Metot	TS 2383
Baharat ve Çeşni Veren Bitkiler	%10'luk HCl'de Çözünmeyen Kül Miktarı Tayini Gravimetrik Metot	TS 2133 ISO 930
Baharatlar	Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini Gravimetrik Metot	TS 2137 ISO 1108
Gıda	Renk Tayini Kolorimetrik Metot	Konica Minolta CR-400 Instruction Manual
Tahıl ve Tahıl Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, Şekerli Ürünler	Su Aktivitesi Resistif-elektrolitik Metot	TS 7474 Novasina Application Note
Tereyağı	Tuz Hariç Yağsız Süt Kuru Madde Miktarı Tayini Gravimerik Metot	TS 1331
Dondurma, Yenilebilir Buzlu Mamüller	Yağsız Kuru Madde Miktarı / Yağsız Süt Kuru Maddesi Tayini Gravimetrik Metot	TS 4265 TS 11378 TS ISO 3728



 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026 Deney Laboratuvarı <table border="1"> <tr> <td>Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye</td><td>Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/</td></tr> </table>	Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/
Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/		

Süt	Yağsız Kuru Madde Miktarı Tayini Gravimetrik Metot	TS 1018 TS ISO 3728
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar ve Gıdalardan Ekstrakte Edilebilen Yağlar	Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini Doymuş/Doymamış Yağ Asitleri Tayini Yağ Asitlerinin Trans İzomerleri Tayini Omega 3-Omega 6-Omega 9, EPA ve DHA Yağ Asitleri Tayini Yağ Asitleri Tayini [(Bütirik Asit (C4:0), Kaproik Asit (C6:0), Kaprilik Asit (C8:0),Kaprik Asit (C10:0),Undekanoik Asit (C11:0), Laurik Asit (C12:0),Tridekanoik Asit (C13:0), Miristik Asit (C14:0), Miristoleik Asit (C14:1), Pentadekanoik Asit (C15:0), cis-10-pentadekanoik Asit (C15:1), Palmitik Asit (C16:0), Palmitoleik Asit (C16:1), Heptadekanoik Asit (C17:0), cis-10- Heptadekanoik Asit (C17:1), Stearik Asit (C18:0), Oleik Asit (C18:1n9c), Elaidik Asit (C18:1n9t), Linoleik Asit (C18:2n6c), Linolelaidik Asit (C18:2n6t), Gama Linolenik Asit (C18:3n6), Alfa-Linolenik Asit (C18:3n3), Araşidik Asit (C20:0), cis-11-Eikosenoik Asit (C20:1n9), cis-11,14-Eikosadienoik Asit (C20:2), cis- 8,11,14-Eikosatrienoik Asit (C20:3n6), cis-11,14,17-Eikosatrienoik Asit(C20:3n3), Araşidonik Asit (C20:4n6), cis-5,8,11,14,17- Eikosapentaenoik Asit (C20:5n3), Heneikosenoik Asit (C21:0), Behenik Asit (C22:0), Erusik Asit (C22:1n9), cis-13,16-Dokosadienoik Asit (C22:2), cis-4,7,10,13,16,19- Dokosaheksaenoik Asit (C22:6n3), Trikenoik Asit (C23:0), Lignoserik Asit (C24:0), Nervonik Asit (C24:1n9)] GC-FID Metodu	TS EN ISO 12966-1 TS EN ISO 12966-2 Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliğ, Tebliğ No: 2023/20 COI/T.20/Doc. No.33
Bitkisel Yağlar	Sterol Kompozisyonunun ve Miktarının Tayini ve Toplam Steroller içinde Eritrodiol ve Uvaol Yüzdesinin Belirlenmesi (Kolesterol, Brassikasterol, 24-Methyline Kolesterol, Campesterol, Stigmasterol, Δ7 - Campesterol, Δ5-23-Stigmastadienol, Clerosterol, β-Sitosterol, Sitostanol, Δ5 - Avenasterol, Δ5-24-Stigmastadienol, Δ7 -Stigmasterol, Δ7-Avenasterol, Erithrodiol and Uvaol Toplamı, Σ Beta-sitosterol) GC-FID Metodu	Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliğ, Tebliğ No: 2023/20 COI/T.20/Doc.No 26
Bitkisel Yağlar	Yağ Asidi Etil ve Yağ Asidi Metil Esterleri Tayini GC-FID Metodu	Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliğ, Tebliğ No: 2023/20 COI/T.20/Doc.No 28
Bitkisel Yağlar	Stigmastadienlerin Tayini GC-FID Metodu	Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliğ, Tebliğ No: 2023/20 COI/T.20/Doc.No 11
Bitkisel Yağlar	Gerçek ve Teorik ECN 42 Trigliserid İçeriği Arasındaki Maksimum Farkın Tayini GC-FID ve HPLC-RID Metodu	Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliğ, Tebliğ No: 2023/20 TS 342 COI/T.20/Doc.No 20
Bitkisel Yağlar	Ultraviyole Işığında Özgül Soğurma Tayini Spektrofotometrik Metot	Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliğ, Tebliğ No: 2023/20 TS 342 COI/T.20/Doc.No 19
Bitkisel Yağlar ve Gıdalardan Ekstrakte Edilebilen Yağlar	3-Monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD) ve Glisidil Esterlerinin Tayini GC-MS Metodu	ISO 18363-1
Bitkisel Yağlar	2 Gliseril Monopalmitat (2-GMP) Tayini GC-FID Metodu	Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı Ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği Tebliğ No: (2023/20) COI/T.20/Doc. no. 23/ Rev.1 TS EN ISO 12872
Hayvansal Yağlar, Süt ve Süt Ürünleri	Bitkisel Yağ Aranması (Sterol Kompozisyonu) Tayini GC-FID Metodu	ISO 18252 IDF 200



 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı	
	Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/	

Hayvansal ve Bitkisel Yağlar	Çözünmeyen Safsızlıkların Tayini Gravimetrik Metot	TS EN ISO 663
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar ve Gıdadan Ekstrakte Edilen Yağlar	Asit Sayısı / Serbest Yağ Asitliği Tayini Titrimetrik Metot	TS EN ISO 660
Bitkisel Yağlar	İyot Sayısı Tayini Titrimetrik Metot	TS EN ISO 3961
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar ve Gıdadan Ekstrakte Edilen Yağlar	Peroksit Sayısı Tayini Titrimetrik Metot	TS EN ISO 3960
Bitkisel Yağlar	Sabun Miktarı Tayini Titrimetrik Metot	TS 5038
Bitkisel Yağlar	Sabunlaşmayan Madde Tayini Titrimetrik Metot	TS 4963
Bitkisel Yağlar	Sabunlaşma Sayısı Titrimetrik Metot	TS EN ISO 3657
Gıda (% 1'den fazla selüloz içerenler için)	Ham Selüloz Tayini Gravimetrik Metot	Gerhart Application Notes D.7.b-D.7.1
Gıda ile Temas Eden Seramik Esaslı Madde ve Malzemeler	Kurşun-Kadmiyum Migrasyonu ICP-MS Metot	TGK 2012/30, 84/500/EEC& 2005/31/EC, EN 1388-1&2, ASTM C 738, ISO 6486-1&2, BS 6748
Gıda ile Temas Eden Cam Esaslı Madde ve Malzemeler	Kurşun (Pb) - Kadmiyum (Cd) Migrasyonu Tayini ICP-MS Metot	ISO 6486-1&2, ISO 7086-1&2, BS 6748
Gıda ile Temas Eden Seramik ve Cam Esaslı Malzemelerin İçme Halkası (Lip-Rim)	Kurşun (Pb) - Kadmiyum (Cd) Migrasyonu Tayini ICP-MS Metot	ISO 6486-1&2, ISO 7086-1&2, ASTM C927
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler	Baryum (Ba), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Lityum (Li), Mangan (Mn), Çinko (Zn), Tayini, Nikel (Ni), Alüminyum (Al), Magnezyum(Mg),Krom(Cr), Arsenik(As), Kadmiyum(Cd), Antimon(Sb), Cıva(Hg), Kurşun(Pb), Lanthanum (La), Evropiyum(Eu), Terbiyum (Tb), Gadolinium (Gd), Sodyum(Na), Kalsiyum (Ca), Potasyum (K) Tayini ICP-MS ve ICP-OES Metodu	TS EN 13130-1 ISO 17294-1 ISO 17294-2 ISO 11885
Gıda ile Temas Eden Metal ve Malzemeler (Emaye Hariç)	Metal Salımı [Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Cıva (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Talyum (Tl), Titanyum (Ti), Vanadyum (V), Zirkonyum (Zr)] ICP-MS Metodu	TS EN 13130-1 ISO 17294-1 ISO 17294-2 EDQM, Metals and alloys used in food contact materials and articles
Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler	Duyusal Analiz	DIN 10955
Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler	Yapı Tayini FTIR Metodu	İşletme İçi Metot- "GD.2.260 Rev 04" (FTIR-ATR Shimadzu Polymer Kütüphanesi App. Modifiye Edilmiştir.)



 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı	
	Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/

Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler	Buharlaştırılabilir Gıda Benzerlerinde Toplam Migrasyon Analizi Metot 1- Tam Daldırma Metodu	TS EN 1186-1 TS EN 1186-3 Metot 1
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler	Buharlaştırılabilir Gıda Benzerlerinde Toplam Migrasyon Analizi Metot 2- Hücre Metodu	TS EN 1186-1, TS EN 1186-3 Metot 2
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler	Buharlaştırılabilir Gıda Benzerlerinde Toplam Migrasyon Analizi Metot 3- Torba Metodu	TS EN 1186-1 TS EN 1186-3 Metot 3
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler	Buharlaştırılabilir Gıda Benzerlerinde Toplam Migrasyon Analizi Metot 5 Doldurma Metodu	TS EN 1186-1, TS EN 1186-3 Metot 5
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler	Bitkisel Yağlarda Toplam Migrasyon Analizi Metot 1 Tam Daldırma GC-FID Metodu	TS EN 1186-1 TS EN 1186-2 Metot 1
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler	Bitkisel Yağlarda Toplam Migrasyon Analizi Metot 2- Hücre Metodu GC-FID Metodu	TS EN 1186-1 TS EN 1186-2 Metot 2
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler	Bitkisel Yağlarda Toplam Migrasyon Analizi Metot 3- Torba Metodu GC-FID Metodu	TS EN 1186-1 TS EN 1186-2 Metot 3
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler	Bitkisel Yağlarda Toplam Migrasyon Analizi Metot 5- Doldurma Metodu GC-FID Metodu	TS EN 1186-1 TS EN 1186-2 Metot 5
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler	Toplam Migrasyon Analizi Yağlı Gıda ile Yüksek Sıcaklıklarda Yerine Geçme Metodu (100 oC -175 oC) Modifiye Polifenilen Oksit (MPPO)	TS EN 1186-13 Metot B TS EN 1186-1
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler	Spesifik Migrasyon [2,2-bis(4-hydroxyphenyl) propane (Bisphenol A)] Analizi HPLC-FLD Metodu	TS EN 13130-1 BS EN 14372 CEN/TS 13130-13 EN 14350
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler	Spesifik Migrasyon Formaldehit Miktar Tayini Spektrofotometre Metodu	TS EN 13130-1 EUR 24815 TS CEN/TS 13130 -23
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler	Fitalat Tayini (5 Etken Madde) Di-isononyl phthalate (DINP) , Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) , Di-n-octyl phthalate (DNOP) , Di-iso-decyl phthalate (DIDP), Butyl benzyl phthalate (BBP) , Di- butyl phthalate (DBP) GC-MS Metodu	BS EN 14372
Gıda ile Temas Eden Kağıt Esaslı Madde ve Malzemeler	Toplam Migrasyon Analizi Kuru Gıda [(MPPO) Modifiyepolifenilenoksit]	TS EN 14338 TS EN 1186-13 TS EN 1186-1
Gıda ile Temas Eden Kağıt Esaslı Madde ve Malzemeler	Sulu Ekstrakta Pentaklorofenol (PCP) Tayini GC-MS Metodu	EN ISO 15320 EN 645-EN 647



 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı	
	Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİBOĞA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/	

Gıda ile Temas Eden Kağıt ve Karton Madde ve Malzemeler (Boyalı ve Baskılı kağıt ve karton esaslı ambalajlar)	Boya Haslığı Tayini	TS EN 646
Gıda ile Temas Eden Kağıt Esaslı Madde ve Malzemeler	Poliklorbifenil (PCB) Analizi (7 Etken Madde) (PCB-18 ; PCB-28 ; PCB-52 ; PCB-101 ; PCB-138 ; PCB-153 ; PCB-180) GC-MS Metodu	TS EN ISO 15318
Gıda ile Temas Eden Kağıt ve Karton Madde ve Malzemeler	Formaldehit (Sıcak ve Soğuk Ekstraksiyon) Tayini UV-VIS Spektroskopik Metot	EN 645/ EN 647 EN 1541
Gıda ile Temas Eden Kağıt Esaslı Madde ve Malzemeler	Arsenik (As), Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Ekstraksiyonu Tayini ICP-MS Metodu	TS EN 12498, EN 645, EN 647
Gıda ile Temas Eden Kağıt Esaslı Madde ve Malzemeler	Civa (Hg) Ekstraksiyonu Tayini ICP-MS Metodu	EN 645, EN 647 TS EN 12498
Gıda ile Temas Eden Kağıt Esaslı Madde ve Malzemeler	Klorür Tayini Mohr Yöntemi	İşletme İçi Metot-"GD.2.399 Rev 04(TS 4164 ISO 9297'den modifiye edilmiştir)
Gıda	Koliform Bakteri Sayımı EMS Tekniği	FDA BAM Bölüm 4
Gıda Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler	Koliform Bakteri Sayımı Koloni Sayım Tekniği	ISO 4832
Gıda	<i>Escherichia coli</i> O157 Aranması	ISO 16654
Gıda	<i>Escherichia coli</i> O157 Aranması	Biomerieux VIDAS UP O157 ECPT
Gıda	<i>Escherichia coli</i> Sayımı EMS Tekniği	ISO 7251
Gıda	<i>Escherichia coli</i> Sayımı Koloni Sayım Tekniği	ISO 16649-2
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler	<i>Escherichia coli</i> Sayımı EMS Tekniği	ISO 16649-3
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler	<i>Escherichia coli</i> Sayımı Koloni Sayım Tekniği	AOAC 2018-13/Petrifilm
Gıda	Sülfid İndirgeyen <i>Clostridium</i> spp. Sayımı Koloni Sayım Tekniği	ISO 15213-1
Gıda	<i>Clostridium perfringens</i> sayımı Koloni Sayım Tekniği	ISO 15213-2
Gıda	Küf ve Maya Sayımı Koloni Sayım Tekniği	FDA BAM Bölüm 18



 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026 Deney Laboratuvarı Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/	
---	--	--

Gıda	Küf ve Maya Sayımı Koloni Sayım Tekniği	ISO 21527-2 ISO 21527-1
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler	Küf ve Maya Sayımı Koloni Sayım Tekniği	AOAC 2014-05/Petrifilm
Gıda	<i>Bacillus cereus</i> Sayımı Koloni Sayım Tekniği	ISO 7932
Gıda	<i>Salmonella</i> spp. Aranması	Biomerieux VIDAS SLM AOAC 996.08
Gıda	<i>Salmonella</i> spp. Aranması	AOAC 2013.01 bioMérieux VIDAS UP SPT
Gıda	<i>Salmonella</i> spp. Aranması	AFNOR BKR 23/07-10/11
Gıda ve Yem Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Numuneler	<i>Salmonella</i> spp. Aranması	ISO 6579-1
Gıda, Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Numuneler	<i>Listeria spp./ Listeria monocytogenes</i> Aranması	ISO 11290-1
Gıda	<i>Listeria monocytogenes</i> Aranması	AOAC 2004.02 Biomerieux VIDAS Listeria monocytogenes (LMO2)
Gıda	<i>Listeria monocytogenes</i> Aranması	AOAC 2004.02 Biomerieux VIDAS LMX
Gıda	<i>Listeria monocytogenes</i> Aranması	AFNOR BKR 23/02-11/02
Gıda	<i>Campylobacter</i> spp. Aranması	AFNOR BIO 12/29-05/10 bioMérieux VIDAS Campylobacter (CAM)
Gıda	<i>Campylobacter</i> spp. Aranması	ISO 10272-1
Gıda Yem Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler	<i>Enterobacteriaceae</i> Aranması ve Sayımı Koloni Sayım Tekniği	ISO 21528-2
Süt ve Süt Ürünleri Toz Bebek Mamaları	<i>Cronobacter</i> spp. Aranması	ISO 22964
Gıda Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler	Aerobik Koloni Sayımı Dökme Plak Tekniği	ISO 4833-1



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı		
	Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026		
	Deney Laboratuvarı		
	Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/	

Gıda Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler	Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı- (<i>Staphylococcus aureus</i> ve diğer türler) Koloni Sayım Tekniği	ISO 6888-1
Gıda	Stafilokokal Enterotoksin Aranması	bioMérieux VIDAS SET2 30705
Ekmek ve Ekmek Çeşitleri (Pide, Bazlama, Simit, Lavaş, Poğaç vb.)	Rope Sporu Sayımı EMS Tekniği	TS 5000
Yoğurt	Toplam Spesifik Mikroorganizma Koloni Sayım Tekniği	ISO 7889 IDF 117
Ayran	Toplam Spesifik Mikroorganizma Sayımı Koloni Sayım Tekniği	ISO 7889 IDF 117
Gıda ve Yem	GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS, pFMV) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore GMO Screening S35-TNOS-FMV Kit Manual), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	Bitki Spesifik Soya Geni Aranması Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore Soya Specific Detection Kit), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	Bitki Spesifik Pamuk Geni Aranması Real-time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore Cotton Specific Detection Kit), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	Bitki Spesifik Mısır Geni Aranması Real Time PCR Metodu Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore Corn/Maize Species Detection Test Kiti), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	Bitki Spesifik Kanola Geni Aranması Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore Oilseed Rape Species Detection Test Kiti), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	MON 87701 Soya Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-GM-010), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026 Deney Laboratuvarı Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/	
---	--	--

Gıda ve Yem	MON 87708 Soya Tip Belirleme Analizi Real-time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-GM-012), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	MON 87769 Soya Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-GM-002), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	CV127 Soya Tip Belirleme Analizi Real-time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-GM-011), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	DP-305423-1 Soya Tip Belirleme Analizi Real-time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-GM-008), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	DAS-44406-6 Soya Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-GM-015), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	DAS-68416-4 Soya Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-GM-013), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	DAS-81419-2 Soya Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-GM-014), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	MON 87751 Soya Tip Belirleme Analizi Real-time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-GM-016), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	281-24-236 Pamuk Tip Belirleme Analizi Real-time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-GH-001a), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	3006-210-23 Pamuk Tip Belirleme Analizi Real-time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-GH-001b), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026 Deney Laboratuvarı Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/	
---	--	--

Gıda ve Yem	GHB614 Pamuk Tip Belirleme Analizi Real-time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-GH-006), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	GHB 811 Pamuk Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-GH-013) ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	DAS 40278-9 Mısır Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-ZM-004), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	DP23211 Mısır Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-ZM-035), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	DP915635 Mısır Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-ZM-031), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	MON87419 Mısır Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-ZM-029), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	DP-073496-4 Kanola Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-BN-009) ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Gıda ve Yem	MON 94100 Kanola Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu	EURL Metot (QT-EVE-BN-014), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Eurofins Genespin DNA Extraction Kit Manual, Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Et ve Et Ürünleri, Jelatin ve Jelatin İçeren Gıdalar, Yem	Tür Tespiti (Domuz DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Eurofins DNAnimal Ident Kit Manual) Kit Metodu (Eurofins Genespin Kit Manual)
Et ve Et Ürünleri, Yem	Tür Tespiti (Tavuk DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Eurofins DNAnimal Ident Kit Manual) Kit Metodu (Eurofins Genespin Kit Manual)
Et ve Et Ürünleri, Yem	Tür Tespiti (Hindi DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Eurofins DNAnimal Ident Kit Manual) Kit Metodu (Eurofins Genespin Kit Manual)



 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı		
	Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026		
	Deney Laboratuvarı		
Adresi : YENİBOĞA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon Fax E-Posta Web Sitesi	: +09 212 496 4646 : - : ozan.yaman@intertek.com : http://www.intertek-turkey.com/	

Et ve Et Ürünleri	Tür Tespiti (At DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Eurofins DNAnimal Ident Kit Manual) Kit Metodu (Eurofins Genespin Kit Manual)
Et ve Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Jelatin ve Jelatin İçeren Gıdalar, Yem	Tür Tespiti (Sığır DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön İşlem:DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Eurofins DNAnimal Ident Kit Manual) Kit Metodu (Eurofins Genespin Kit Manual)
Et ve Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri	Tür Tespiti (Koyun DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Eurofins DNAnimal Ident Kit Manual) Kit Metodu (Eurofins Genespin Kit Manual)
Et ve Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri	Tür Tespiti (Keçi DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Eurofins DNAnimal Ident Kit Manual) Kit Metodu (Eurofins Genespin Kit Manual)
Et ve Et Ürünleri	Tür Tespiti (Eşek DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Donkey) Kit Metodu (Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit Manual)
Gıda ve Yem (Su Ürünleri Hariç)	Tür Tespiti (Domuz DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Pork) Kit Metodu (Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit Manual)
Et ve Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Jelatin ve Jelatin İçeren Gıdalar, Yem	Tür Tespiti (Sığır DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Beef) Kit Metodu (Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit Manual)
Et ve Et Ürünleri	Tür Tespiti (At DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Horse) Kit Metodu (Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit Manual)
Et ve Et Ürünleri, Yem	Tür Tespiti (Tavuk DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Chicken) Kit Metodu (Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit Manual)
Et ve Et Ürünleri, Yem	Tür Tespiti (Hindi DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Turkey) Kit Metodu (Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit Manual)
Et ve Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri	Tür Tespiti (Koyun DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Sheep) Kit Metodu (Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit Manual)



 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026 Deney Laboratuvarı Adresi : YENİBOĞA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/	
Et ve Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri	Tür Tespiti (Keçi DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Goat) Kit Metodu (Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit Manual)
Et ve Et Ürünleri	Tür Tespiti (Sığır-Domuz DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Bovine – Pork) Kit Metodu (Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit Manual)
Et ve Et Ürünleri	Tür Tespiti (Tavuk-Hindi DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Chicken – Turkey) Kit Metodu (Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit Manual)
Et ve Et Ürünleri	Tür Tespiti (Koyun-Keçi DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Goat - Sheep) Kit Metodu (Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit Manual)
Et ve Et Ürünleri	Tür Tespiti (At-Eşek DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Horse - Donkey) Kit Metodu (Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit Manual)
Glutensiz gıdalar veya iz miktarda gluten içeren gıdalar	Gluten Miktar Tayini ELISA Metodu Ön İşlem: Protein Ekstraksiyonu	Kit Metodu (R-Biopharm Ridascreen Gliadin R7001 ELISA Kit Manual, AOAC 2012.01)
Süt Proteinini içermeyen veya iz miktarda içeren gıdalar	Süt Allerjeni Miktar Tayini ELISA Metodu Ön İşlem: Protein Ekstraksiyonu	Kit Metodu (R-Biopharm Ridascreen Fast Milk R4652 ELISA Kit Manual)
Yumurta Proteinini içermeyen veya iz miktarda içeren gıdalar	Yumurta Allerjeni Miktar Tayini ELISA Metodu Ön İşlem: Protein Ekstraksiyonu	Kit Metodu (R-Biopharm Ridascreen Fast Egg Protein R6402 ELISA Kit Manual)
Fındık içermeyen veya iz miktarda içeren gıdalar	Fındık Allerjeni Miktar Tayini ELISA Metodu Ön İşlem: Protein Ekstraksiyonu	Kit Metodu (R-Biopharm Ridascreen Fast Hazelnut R6802 ELISA Kit Manual)
Soya içermeyen veya iz miktarda içeren gıdalar	Soya Allerjeni Miktar Tayini ELISA Metodu Ön İşlem: Protein Ekstraksiyonu	Kit Metodu (R-Biopharm Ridascreen Fast Soya R7102 ELISA Kit Manual)
Vegan Gıdalar / Hayvansal Olmayan Gıdalar	Hayvan DNA'sı Tespiti Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore Vegan Detection Kit Manual), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Magrev Tissue DNA Extraction Kit Manual), ISO 21571
Kullanma Suyu	Fekal Enterokokların Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 7899-2
Kullanma Suyu	Koliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1



 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0532-T	Intertek Test Hizmetleri A.Ş/ İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı	
	Akreditasyon No : AB-0532-T Revizyon No: 17 Tarih: 06.10.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİBOĞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. No:23/11 BAĞÇELİEVLER/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +09 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : http://www.intertek-turkey.com/
Kullanma Suyu	<i>Escherichia coli</i> Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Kullanma Suyu	Sülfat İndirgeyen Anaerob Bakteri (<i>Clostridia</i>) Sporlarının Aranması ve Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS 8020 EN 26461-2
Kullanma Suyu	<i>Salmonella</i> spp. Aranması	ISO 19250
Kullanma Suyu	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 16266
Kullanma suyu	pH Tayini	TS EN ISO 10523
Kullanma suyu	Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Bor (B), Alümiyum (Al), Titanyum (Ti), Krom (Cr), Mangan (Mn), Demir (Fe), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Selenyum (Se), Molibden (Mo), Gümüş (Ag), Kalay (Sn), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Talyum (Tl), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg) Tayini ICP MS Metot	ISO 17294-1, ISO 17294-2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

